



BOLETIM TÉCNICO

Convertedor de Ferrugem Ultralub

APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Convertedor de Ferrugem ULTRALUB é ideal no preparo de superfícies para pinturas eliminando ferrugem, fosfatizando e dispensando lixamentos.

MODO DE APLICAÇÃO

Convertedor de Ferrugem Ultralub é fornecido pronto para ser usado, tanto em preparos domésticos quanto industriais. Pode ser diluído em água em até 50% para oxidações leves. Antes de usar agite o frasco, abrindo a tampa cuidadosamente para escape dos gases ácidos, tomando cuidado para não inalar. Aplique o Convertedor de Ferrugem Ultralub com pincel, rolo, pistola, ou por imersão, aguardando a segunda demão entre 30 a 60 minutos, caso haja necessidade. Após a secagem de aproximadamente duas horas, aplicar uma cobertura antioxidante compatível com Convertedor de Ferrugem Ultralub. Deve-se optar produtos a base de solventes e é sempre recomendado um teste prévio.

RENDIMENTO

Convertedor de Ferrugem Ultralub tem rendimento de 8 a 12 m² por litro.

RECOMENDAÇÕES

Antes da aplicação retire a ferrugem solta da superfície, usando lixas ou escovas de aço. Usar somente coberturas a base de solventes. Convertedor de Ferrugem Ultralub só atua sobre ferrugem ou diretamente sobre o ferro, sendo outro metal realizar teste prévio de aderência e compatibilidade.

SEGURANÇA, PRECAUÇÕES E ARMAZENAGEM

Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos; manter no frasco original; não reutilizar a embalagem. Usar sempre equipamentos de proteção individual EPI's. Em caso de contatos com a pele ou com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Não inalar. Se ingerido não provocar vômitos e consulte um centro de intoxicações ou serviço de saúde mais próximo, levando esta embalagem

COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO

Ácido Fosfórico, água, tensoativo e inibidor de corrosão.

MEIO AMBIENTE

Todos os componentes de sua embalagem são compostos por produtos recicláveis. Não jogue fora os tubos vazios, envie-os para serem reciclados na ULTRALUB.

EMBALAGEM E VALIDADE

Cada frasco contém 520ml e é fornecido em caixas de papelão contendo 12 unidades. Prazo de validade: 36 meses.

ALERTA

Estas informações não representam garantia de nossa parte. São resultados de testes em nossos laboratórios. Toda aplicação específica deve ser testada em pequena escala antes de colocada em prática.